



PROTCOLE DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS

FLACONNAGE

- ☞ Flacon de 150 à 300 ml en verre pour les analyses de routines, la bouteille d'eau minérale en plastique de 1,5 L est tolérée seulement pour les micro-distillations et les chromatographies.
- ☞ S'assurer que le flacon soit propre (pas de souillures...)
- ☞ Pas de bouteille ayant contenu des produits à forte odeur tel que l'anis, sirop, jus de fruits, parfum...
- ☞ Ne pas utiliser un flaconnage stocké dans un endroit inadapté : au fond d'un chai, à côté de produit d'hydrocarbure, ou de produits phytosanitaires.
- ☞ S'assurer que le bouchon (ou capsule à visser) soit bien propre, pas de souillures ou d'odeur pouvant contaminer le produit à analyser.

Le plus simple est l'utilisation de flaconnages neufs.

PRELEVEMENT DE L'ECHANTILLON

PRELEVEMENT	REPLISSAGE FLACON
Par robinet de dégustation : - prélever 1 litre dans un récipient propre.	1- Rincer 2 fois le flacon avec le produit à analyser
Par la trappe : Plonger au milieu de la cuve après avoir rincé avec le vin -soit 1 taupette verre ou inox propre -soit 1 bouteille propre lestée accrochée à un fil	2- Remplir au maximum pour avoir un minimum d'air dans le flacon PAS DE VIDANGE
Par le robinet de niveau : 1- vider la jauge 2 - écouler 1 à 2 litres 3 - prélever l'échantillon	3- Bien boucher le flacon immédiatement après remplissage.
Ne pas oublier de s'assurer de l'homogénéité du lot.	

ETIQUETAGE

Il est important de ne pas oublier d'identifier à l'aide d'étiquette chaque échantillon prélevé et d'y inscrire les renseignements suivants :

NOM de la société ou du viticulteur ...

NATURE DU PRODUIT : vin, cognac, pineau, eau de vie, etc....

IDENTIFICATION DU LOGEMENT : n° de cuve, volume, etc....

DATE DU PRELEVEMENT

ANALYSES DEMANDEES

**Tous ces renseignements sont nécessaires pour prendre en charge la demande d'analyses.
Des étiquettes sont disponible au laboratoire.**

Il est important de remettre l'échantillon au laboratoire le plutôt possible après prélèvement.
Éviter de le conserver près d'une source de chaleur, de le garder trop longtemps dans la voiture.

OENO LABO

ARCHIAC
9 rue de l'Aumônerie 17520 ARCHIAC
05.46.49.40.54

SEGONZAC
15 rue Pierre Viala 16130 SEGONZAC
09.61.66.29.93